



LE PRAXINOSCOPE

De l'image fixe à l'image animée.



CONTENU, DIMENSIONS ET POIDS

2 caisses à roulettes, l'une contenant la roue du praxinoscope et l'autre socle (ainsi qu'un sachet avec 6 vis papillons et 6 rondelles).

Caisse contenant la roue > longueur = 120 cm ; largeur = 28 cm ; hauteur = 126 cm

Poids = 30 kg environ

Caisse contenant le socle > longueur = 52 cm ; largeur = 52 cm ; hauteur = 38,5 cm

Poids = 60 kg environ

—

MODALITÉS FINANCIÈRES

Participation de 15 euros HT par semaine pour la maintenance.

—

TRANSPORT

Structures situées en région PACA > L'équipe de l'Alhambra peut, à votre demande, venir l'installer dans votre structure : les frais de livraison et d'enlèvement sont à votre charge au tarif de 0,561 / km + péage. Il est également possible de le transporter par vos propres moyens ou de passer par un transporteur.

Structures situées hors région PACA > Vous pouvez soit le récupérer par vos propres moyens soit passer par un transporteur.

—

CONTACT

Cécile Durieux - polemed@wanadoo.fr